

# PRO0214

 **PAPELMATIC**

## CUBRE ZAPATOS POLIPROPILENO BLANCO

Cubre zapatos suela con recubrimiento de plástico (CPE)



## CARACTERÍSTICAS:

- Producto de un solo uso, NO REUTILIZAR.
- Color: Blanco, con suela azul antideslizante.
- Elásticos de ajuste a la altura del tobillo para un total y confortable ajuste.
- Producto de protección de uso general contra riesgos menores.

## SECTORES:



HOSPITALES



CENTROS  
SOCIOSANITARIOS



LABORATORIOS



INDUSTRIA  
QUÍMICA



ESTÉTICA Y  
BELLEZA



INDUSTRIA  
ALIMENTARIA



SERVICIOS



INDUSTRIA

## CARACTERÍSTICAS:

Material	Polipropileno (PP) + plástico (CPE)
Gramaje	25 grs.
Cierre	Goma elástica

## ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar en el embalaje original, en un lugar seco y a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar.

## NORMATIVAS:

- **Directiva 93/42/CEE.**
- **Reglamento UE 10/2011.**  
Relativa a los productos sanitarios así como su modificación **2007/47/CEE** referido sobre los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos estudiando sus límites de migración. Constituyendo una medida a efectos del artículo 5, apartado 1 del reglamento (CE) nº **1935/2004**.
- **ISO 13485:2003 + ACE2007.**
- **Producto 100% libre de látex.**  
Norma internacional específica de calidad para productos sanitarios.





**1** **HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica



**2** **IDENTIFICA**  
la parte superior de la  
mascarilla que se  
distingue por tener el  
pliegue hacia abajo



**3** **POSICIONA**  
la mascarilla en la cara,  
a la altura de la nariz y  
coloca la goma de arriba  
hacia abajo



**4** **COLOCA**  
la mascarilla de forma  
que cubra la nariz, la  
boca y la barbilla y no  
queden espacios



**5** **HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica



**6** **RETIRA**  
la mascarilla agarando  
la goma por la parte  
inferior y tira hacia  
arriba



**7** **GUARDA**  
la mascarilla en un lugar  
seguro antes de lavarla  
o deséchala si ha  
cumplido su ciclo



**8** **HIGIENIZA**  
tus manos con agua y  
con jabón o con un  
preparado con base  
alcohólica

PAPEL AUTOMATIC, S.A.  
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)  
Cornellà de Llobregat (CP 08940)  
Tel. 902 500 535  
[info@papelmatic.com](mailto:info@papelmatic.com)  
[www.papelmatic.com](http://www.papelmatic.com)