


PRO3373

MASCARILLA QUIRÚRGICA 3 CAPAS

Mascarilla de Polipropileno rectangular de 3 capas, con 3 pliegues que provocan un mejor acople anatómico. Con tira moldeable en la parte superior para provocar una mejor sujeción nasal y con elástico de ajuste para un mejor acople en ambos pabellones auditivos.



PROPIEDADES FÍSICAS:

- Materia prima primera capa: Polipropileno (PP) gramaje de 25 grs./m²
- Materia prima Segunda capa: MeltBlown con gramaje de 25 grs./m².
- Materia prima Tercera capa: Polipropileno (PP) gramaje de 20 grs./m².
- Color: Azul.
- Medidas: 17,5 x 9,5 cm.
- Elástico suave para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.

SECTORES:



SERVICIOS



COMERCIOS



CENTROS
SOCIOSANITARIOS



HOSPITALES



TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA



LABORATORIOS

INSTRUCCIONES:

- ✓ Producto de un solo uso
- ✓ Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y $+50^{\circ}$. No exponer directamente a la luz solar.
- ✓ Tiempo máximo de uso 4 horas.

NORMATIVAS:

- **Reglamento (UE) 2017 / 745**
- **EN- 14683: 2019+AC: 2019**
Relativa a Productos Sanitarios (MDR). Producto Sanitario Clase I.
Norma mascarillas quirúrgica de
Eficacia de filtración bacteriana $\geq 98\%$.
Respirabilidad/Presión Diferencial: $>60\%$.
Presión de Resistencia a las salpicaduras: ≥ 16
Limpieza Microbiana/Carga Biológica: ≤ 30 UFC/g.
Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR
Certificado Pony Testing International Group nº: GOLMOXKC355595L1
Laboratorio acreditado por CNAS Nº: L0412.
Ensayo realizado por Laboratorio CITEVE
Con Nº: 10010L/2020 – 1 relativo a las mascarillas
y su uso ante COVID-19. Basado en la permeabilidad en
mascarillas de un solo uso EN ISO 9237:1995 y la reten-
ción de partículas MI 142/00. Resultados conformes en
mascarillas Nivel 2 para uso profesional y conforme a las
mascarillas de cirugía.
- **Producto 100% Libre de Látex y fibra de vidrio.**





Es importante no tocar la parte frontal de la mascarilla mientras se esté usando. En caso de que sea imprescindible hacerlo, se deben higienizar las manos con agua y jabón o con una solución alcohólica antes y después de realizar esta acción.

EMBALAJE



EMBALAJE CAJA

PAPEL AUTOMATIC, S.A.
C/Progrés, 45 (Pol. Ind. Almeda)
Cornellà de Llobregat (CP 08940)
Tel. 902 500 535
info@papelmatic.com
www.papelmatic.com